






Prinzip

Einige Lebensmittel sind brennbar, sodass die Bestimmung ihres Heizwertes keinen großen Aufwand erfordert. Man kann Sie anzünden und mit der Flamme eine Wasserportion erwärmen. So wird es einfach, den Energiegehalt von verschiedenen Lebensmitteln zu vergleichen.



f) LD Mobile Cassy mit Messmodul und per USB TH verbinden und mit "Menü" anschalten oder Netzteil anschließen. Ein Temperaturwert muss zu sehen sein, sonst mit den Tasten "91" einstellen


Ein Temperaturwert muss zu sehen sein! Evtl. Fehler vorher beheben!







310



 www.kappenberg.com
 Materialien
 Versuche zur Thermometrie
 10/2011
 2







G10

Durchführung

- Mit Aufzeichnung starten die Messwertspeicherung starten.
- Nach etwa 10 s das Lebensmittel (nicht direkt unter dem Kalorimeter) entzünden und schnell unter den Kalorimeterbecher stellen.
- Ist das Lebensmittel verbrannt (oder von alleine erloschen) noch 30 s warten, in denen die Temperatur wieder sinkt.
- Zum Beenden des Versuchs Stoppen drücken.

Die Masse des Schälchens mit den Resten des verkohlten Lebensmittels bestimmen und notieren.

Versuchsdaten

Masse an Wasser im "Kalorimeter" m _W	g
Masse des Schälchens + Lebensmittel (vorher)	g
Masse des Schälchens (+ Reste nachher)	g
Differenz (Masse des Lebensmittels) m _L	g

Speichern

- Icon oben links 🔼 und Speichern unter wählen
- Unter ,Projekt Speichern' Projektnamen eingeben (hier: Beispiel) G10 User und OK

Excel-Export

- lcon oben links und Datenreihen exportieren wählen
 Unter ,Datenreihen Speichern′ Projekt ☑ G10 User auswählen und Speichern
- Je nach Gerät mit "Speichern unter" noch Pfad aussuchen und bestätigen

Öffnen bei Bedarf

- Ist der Teacher's Helper nicht mehr zu erreichen: Browser z.B. Firefox/Safari aufrufen, in die Adresszeile (URL-Zeile) nicht in der Google-Suchzeile! http://labor.ak eingeben. –
- AK MiniAnalytik aufrufen.
- lcon oben links 🔼 und Laden "Projekt Laden" G10 User direkt auswählen und →anklicken

Auswertung

Prinzip: Das Verbrennen des Lebensmittels erwärmt das Wasser (und das Kalorimeter). Dabei wird eine bestimmte Wärmemenge Q frei.

Für genauere Bestimmungen muss man auch die Erwärmung des Metallgefäßes, des Thermometers etc. berücksichtigen. Dieser Wert heißt Wasserwert des Kalorimeters W_{Kal} . Er wird unter ähnlichen Bedingungen mit einem Stoff mit bekanntem Brennwert bestimmt. In unserem Fall soll sein: $W_{Kal} = 150 \text{ J/K}$.

$$Q = (c_W \cdot m_W + W_{Kal}) \cdot \Delta T$$

Auswerten der Daten mit dem Computer


- Icon 'Auswerten' (3. von links) Drei-Geraden-Methode
- Folgen Sie den Anweisungen (mit 'Abhaken') 1. für die Vorperiode, 2. Hauptperiode und 3. Nachperiode
- Dann auf Berechnen tippen.
- Evtl. die Position des Ergebniskästchens ändern.







G10





Nur Rechner Termeingabe (Beispiel): (4,185*50,87+150)*13,0

ОК

Hinweis

Längst abgeschafft aber immer noch allgegenwärtig: Die Kalorie (eigentlich: Kilokalorie) $1 \text{ kcal} \triangleq 4,186 \text{ kJ} \text{ und} \qquad 1 \text{ kJ} \triangleq 0,239 \text{ kcal}$

Wissenswertes

Essen liefert Energie für alle Tiere, ohne Essen könnten wir nicht leben. Die Menge der gespeicherten Energie in der Nahrung ist von großem Interesse für den Menschen. Die Energie, die der Körper zum Laufen, Sprechen und Denken benötigt, kommt aus den Lebensmitteln. Nicht alle Lebensmittel enthalten die gleiche Menge an gespeicherter Energie. Es sind auch nicht alle Lebensmittel gleichermaßen nahrhaft. Eine durchschnittliche Person sollte ein Minimum von 2000 kcal/Tag verbrauchen. Obwohl die Einheit längt abgeschafft ist, steht sie häufig auf unseren Lebensmittelpackungen. Also beträgt der Minimalverbrauch eigentlich 8372 kJ/Tag.

Man kann den Energiegehalt von Lebensmitteln messen, indem man eine gewisse Portion verbrennt und mit der freigesetzten Wärme eine bestimme Wassermenge erwärmt. Dieses Verfahren heißt Kalorimetrie. Der Energiegehalt wird bei Lebensmitteln meist in kJ/100 g angegeben.

Der hier **experimentell bestimmte Brennwert** kann aber von den Organismen nur zum Teil erreicht werden. Man versteht deshalb unter dem physiologischen Brennwert die Energie, die ein Organismus aus einem Nährstoff gewinnen kann.

Der **physiologische Brennwert** von Nahrungsmitteln gibt die spezifische Energie an, die bei deren <u>Verstoffwechslung</u> (Zellatmung) im Körper eines Organismus verfügbar gemacht werden kann. Der energetische Aufwand, den der Körper hierfür andererseits betreiben muss, bleibt dabei unberücksichtigt; es handelt sich also um Bruttowerte. Der physiologische Brennwert ist im Allgemeinen geringer als der physikalische Brennwert bei der vollständigen Verbrennung in einer Flamme.

Weiteres

Führen Sie diese Messung mit verschiedenen weitere brennbaren Nahrungsmitteln (Popcorn, Cashew-Kerne, Erdnussflips...) durch und vergleichen Sie die Ergebnisse.

Beachten: Entsorgung Abfalleimer

Literatur
M. Wainwright, Chemische Energetik, Seite 16 ff, Verlag B. Franzbecker, Bad Salzdetfurth 1979
F. Kappenberg, Computer im Chemieunterricht 1988, S. 151, Verlag Dr. Flad, Stuttgart
E. W. Bauer, Humanbiologie, Berlin 1987

 www.kappenberg.com
 Materialien
 Versuche zur Thermometrie
 10/2011
 4